

## アプリケーション / 機能対応表

モデル	HRm	MRm	HSm	HSc	HRc	MRc5	MRc	ICc3	ICe1	ICm1
画素数	13M	1.45M	0.33M	0.33M	13M	5M	1.45M	3.2M	1.4M	1.4M
冷却	□	□	□	□	□	□	□			
明視野	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
明視野(低倍)	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□
微分干渉	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■
位相差	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■
反射	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
暗視野	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□
蛍光	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■
蛍光(生細胞)	■	■	□							
近赤外(N-IR)	□	□	□							
Cell Observer	■	■	■	□			□			
Cell Observer HS	□	■	■	□			□			
DCV	■	■	□							
ApoTome	■	■	□							
VivaTome	■	■								

■: 推奨

□: 対応