


ZEISS Single Vision Superb 視野を広げる

非球面や標準的なアトーリックを超えて。ZEISS Single Vision Superbは視界を改善します。高度なフリーフォーム技術により、従来の単焦点レンズに比べてより高精度に。レンズ全体で、よりクリアでシャープかつフォーカスの効いた視界を実現します。

[設計](#)[メリット](#)[詳細](#)[製品ラインナップ](#)[お問い合わせ先](#)

レンズ全体でポイントごとに最適化することで視覚を改善

ZEISS Single Vision Superbレンズは一人ひとりの処方に合わせて、球面度数、乱視度数、軸、プリズム度数、プリズム基底をレンズ設計に反映させます。レンズ全体でポイントごとに最適化することで、より快適な単焦点設計に仕上がります。

装用者にとってのメリット

- ✓ より明瞭でシャープな視界
- ✓ より薄く平らなレンズでより魅力的な見た目に
- ✓ > i.Scription®テクノロジーを追加すれば、夜間および光が少ない状況での視力を改善

ZEISS Single Vision Superbのポイント

- ✓ ZEISSの高度なフリーフォーム技術を使用。
- ✓ ● レンズ表面のポイントごとに最適化することで、レンズ周辺部での度数のズレを減らし、正確な光学像を可能に。
- ✓ ● 処方箋に合わせて最適化: 球面度数、乱視度数、軸、プリズム度数、プリズム基底。
- ✓ > i.Scription®テクノロジーを搭載可能。

製品ラインナップ

	無色／カラー	PhotoFusion	偏光レンズ
プラスチック 1.74	■ (無色のみ)		
プラスチック 1.67	■	■	
プラスチック 1.6	■	■	■

ZEISSは世界有数の眼鏡レンズのリーディングサプライヤーとして、最高の精度と快適性を追い求め続けています。ZEISSはレンズ、機器や測定システムを設計、製造すると同時に、販売コンセプトと技術サービスを提供することでビジョンケアのスタンダードを高め続けています。

お問い合わせはこちら
ZEISSカスタマーサービス

☎ 072-493-3507





もっと見る

- 視覚について理解する
- 健康と予防
- ライフスタイルとファッション
- 運転とモビリティ
- スポーツとレジャー
- 仕事

最適なオプションを選ぶ

- 遠用メガネおよび老眼用メガネ
- 遠近両用メガネ
- サングラス
- 仕事用メガネ
- スポーツメガネ
- 子供用メガネ
- レンズコーティング
- コンタクトレンズ
- レンズクリーニング
- 眼鏡店に行く前に

サービス

- 視覚プロフィールチェック
- オンラインビジョンチェック

眼鏡店向け

- 測定機器とテクノロジー
- ZEISSメガネレンズ
- ZEISSクリーニングソリューション