



ZEISSの偏光レンズ 偏光フィルターを搭載したZEISSの精密サングラスレンズ

太陽が濡れた表面や光沢のある表面に反射して起こるグレアを経験したことのない人はいないはずです。こうしたグレアは、特に運転時の視界に悪影響を与える恐れがあります。

とはいえ、幸いにも効果的な対処法があります。偏光フィルターを搭載したZEISSサングラスレンズはグレアを確実に防いでくれます。

偏光反射は不快なグレアの原因となります。ZEISS製の偏光レンズはこの光を効果的にフィルターします。垂直方向のマイクロメッシュ構造が、グレアの大部分の原因である、光の水平方向に振動する部分を消し去ります。もう一つの重要なメリットとして、よりシャープに焦点が合うようになります。輪郭がはっきりし、明るい日差しの中でもずっと楽に見えるようになり、目が疲れにくくなります。言い換えれば、これらのメガネレンズは目を太陽から守るだけでなく、不快なグレアのないより良い視界を提供します。

Polarised

偏光サングラスレンズはブラウン、グレーの2色をラインアップ。



Color: Brown pol 85%



Color: Grey pol 85%

The benefits for the wearer


- ✓ Polarising filter against irritating reflections
- ✓ Optimised glare protection
- ✓ 100% solar UV protection
- ✓ Light and comfortable to wear
- ✓ Attractive range of colours with the benefits of the Skylet® colour:
Fun, Road, Sport

関連製品



ZEISSサンレンズカラー
ファッション性と機能性の融合

[詳細はこちらから](#)



DriveSafe Lens
安全な自動車の運転と日常的な使用
をひとつのメガネで両立させるレンズ。

[詳細はこちらから](#)

ZEISSは世界有数の眼鏡レンズのリーディングサプライヤーとして、最高の精度と快適性を追い求め続けています。ZEISSはレンズ、機器や測定システムを設計、製造すると同時に、販売コンセプトと技術サービスを提供することでビジョンケアのスタンダードを高め続けています。



お問い合わせはこちら
ZEISSカスタマーサービス

☎ 072-493-3507



もっと見る

- 視覚について理解する
- 健康と予防
- ライフスタイルとファッション
- 運転とモビリティ
- スポーツとレジャー
- 仕事

最適なオプションを選ぶ

- 遠用メガネおよび老眼用メガネ
- 遠近両用メガネ
- サングラス
- 仕事用メガネ
- スポーツメガネ
- 子供用メガネ
- レンズコーティング
- コンタクトレンズ
- レンズクリーニング
- 眼鏡店に行く前に

サービス

- 視覚プロフィールチェック
- オンラインビジョンチェック

眼鏡店向け

- 測定機器とテクノロジー
- ZEISSメガネレンズ
- ZEISSクリーニングソリューション

