



i.Com mobile(測定アプリ)


手際よいワークフロー — 生まれた余裕でお客様と豊かな対話を

近代的な小売の現場では、デジタル機器を使った接客がカウンセリングプロセスの鍵を握っています。ZEISS i.Com mobile はiPadで簡単に使えるアプリです。ワークフローとお客様とのコミュニケーションをより快適にすることができます。

ハイライト

詳細

お問い合わせ先



ZEISSの測定機器で測定したデータは全て、iPad上で確認することができ、ZEISS i.Com サーバーに自動的に保存されます。ZEISS i.Profilerplus、ZEISS i.Terminal 2 および自覚屈折測定ユニット: ZEISS VISUPHOR 500 および ZEISS VISUSCREEN 500をiPadひとつで操作できます。

ZEISS i.Comアプリのインターフェースは非常にユーザーフレンドリーで、測定とデータの管理が容易です。

ZEISS i.Com アプリはカウンセリングプロセス全体をサポートします。他覚屈折測定・自覚屈折測定から、レンズ選択のカウンセリングおよびセントレーションに至るまで一括してiPad上で操作し、お客様へのご説明も便利です。デジタル機器を使ったZEISSレンズのデモンストレーションにより、商品の魅力を分かりやすく説明できます。

店舗運営における利点:

- データ管理、カウンセリングおよびデモンストレーションを一括して行えます。
- 全てのZEISS測定機器はiPadで操作可能
- マルチユーザー対応のZEISS i.Com サーバーはデータを一括管理できます。

The screenshot displays the 'Exam' section of the ZEISS i.Profiler software. It includes a navigation menu with icons for 'i.Profiler', 'i.Scription Analyse', 'i.Polabest', and 'Near Reading Chart'. The main content area is titled 'Objective Refraction' and contains two tables of refractive data. A green 'i.Scription ready' badge is visible next to the first table. Below the tables is a 'load data' button. The 'Recent lenses' section shows a list of lenses with their respective parameters. At the bottom, there is a navigation bar with tabs for 'Customer', 'Summary', 'Exam', 'Centration', and 'i.Demo'.

Objective Refraction

	sph	cyl	axis	
R	7.50	7.50	30	
L	-25.25	7.50	160	

i.Scription ready

	steepK	axis	flatK	axis
R	03.25	25.55	180	03.25
L	06.00	-25.55	20	06.00

load data

Recent lenses

	sph	cyl	axis	add
R	7.50	7.50	30	2
L	-25.00	7.50	160	5

prismH baseH prismV baseV resPrism resBase

2 // モジュール「測定」

すべての測定データを取得、保存、管理する。自覚屈折測定および他覚屈折測定を読み込み、編集できます。ワンクリックですべてのデータにアクセスできます。ZEISS i.Profiler plus、ZEISS VISUSCREEN 500 および ZEISS VISUPHOR 500の操作が可能。近距離視力表付き、波面収差分析表示、PSFおよびZEISS i.Scription分析のレビューもできます。



ZEISSは世界有数の眼鏡レンズのリーディングサプライヤーとして、最高の精度と快適性を追い求め続けています。ZEISSはレンズ、機器や測定システムを設計、製造すると同時に、販売コンセプトと技術サービスを提供することでビジョンケアのスタンダードを高め続けています。

お問い合わせはこちら
ZEISSカスタマーサービス

☎ 072-493-3507





もっと見る

視覚について理解する
健康と予防
ライフスタイルとファッション
運転とモビリティ
スポーツとレジャー
仕事

最適なオプションを選ぶ

遠用メガネおよび老眼用メガネ
遠近両用メガネ
サングラス
仕事用メガネ
スポーツメガネ
子供用メガネ
レンズコーティング
コンタクトレンズ
レンズクリーニング
眼鏡店に行く前に

サービス

視覚プロフィールチェック
オンラインビジョンチェック

眼鏡店向け

測定機器とテクノロジー
ZEISSメガネレンズ
ZEISSクリーニングソリューション